



**engendrar**  
Tecnologia produzindo soluções

Catálogo  
Técnico



## Laboratório

As principais demandas dos laboratórios de minério estão voltadas para equipamentos com tecnologia avançada, capazes de oferecer segurança na operação e absoluta precisão nos resultados. Afinada com essa tendência, a ENGENDRAR disponibiliza uma ampla linha de equipamentos para laboratório mineral com reduzido custo de operação e elevado grau de eficiência.

## + Laboratório Separador Jigue

O Separador Jigue ENGENDRAR apresenta uma grande seletividade, é especialmente adaptado às etapas finais de concentração, quando a intenção é obter o teor mais elevado possível para o concentrado.

Sua utilização em laboratório abrange toda a gama de materiais pesados, aluvianares ou não.

O acionamento do diafragma do jigue é efetuado mediante um motor com polia fixa que, através da correia, aciona a polia montada no eixo da máquina. O sistema de acionamento permite, mediante um conjunto excêntrico, regular em diversas posições diferentes o curso do diafragma.

É um equipamento robusto e compacto, de baixa potência instalada e mínima necessidade de manutenção.



Modelos	Especificações Técnicas	
SJ1015	Altura	1.270 mm
	Largura	462 mm
	Comprimento	675 mm
	Peso	115 kg
	Motor	0,25 cv – 6 polos – 60 Hz - trifásico